



App-Anleitung

Sie wollen auch unterwegs immer auf dem aktuellen Stand sein?


Mit unserer App können Sie jederzeit und überall mit Ihrem Smartphone oder Tablet Ihre

Patienten-Daten abfragen. Und so einfach geht's:


Die „Dorner Cockpit“-App entweder via Playstore oder Appstore herunterladen oder in der Resultatabfrage den jeweiligen QR-Code scannen.

Unter www.labor-rothen.ch → Resultatabfrage → wie gewohnt mit dem Benutzer und Passwort anmelden.

Unter imed auf „Einstellungen“ klicken:



Den letzten Tab „DORNER-App Konfiguration“ anwählen:




Mit dem QR-Code-Scanner Ihres Smartphones oder Tablets können Sie nun den jeweiligen QR-Code scannen um die App herunterzuladen.

Danach muss auf „Individuellen QR-Code generieren“ geklickt werden. Egal, ob man die App im Store runterlädt oder via Resultatabfrage, dieser individuelle QR-Code wird für die Anmeldung in der App benötigt:



Die App öffnet sich wie folgt:



Rechts oben befindet sich ein QR-Code. Wenn Sie diesen anklicken, öffnet sich die Kamera und Sie können den neuen, individuellen Code in der Resultatabfrage einscannen.

Durch das Scannen des nun generierten Codes werden Sie automatisch in der App angemeldet.

Sollten Sie Apple benutzen und es öffnet sich keine Kamera beim Anklicken des Codes, rufen Sie die allgemeinen App-Einstellungen auf und lassen Sie zu, dass die App auf die Kamera zugreifen darf.

Sie haben nun die Möglichkeit ihren Patienten zu suchen:

14:02 Fr. 8. Feb. DORNER HEALTH IT SOLUTIONS

Suche

Nachname
Test order

Vorname

Geburtsdatum

Auftragsnummer

Und die Resultate anzuschauen:

16:25 Fr. 8. Feb. DORNER HEALTH IT SOLUTIONS

10805690 (XLAB)

Werte

Verfahren [Referenzbereich] [Einheit] [Material]	Wert	
Hämatologie		
Leukozyten [4 - 10][G/l] [EDTA]	6.0	
Erythrozyten [3.90 - 5.3][T/l] [EDTA]	4.50	
Hämoglobin [120 - 165][g/l] [EDTA]	130	
Hämatokrit [37 - 47][%] [EDTA]	40.0	

Aus Datenschutzgründen empfehlen wir Ihnen, in den Einstellungen eine PIN oder ein Passwort festzulegen.

Viel Spass mit der App! Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf: Angelika Ast (Tel. 061 269 81 89 oder a.ast@labor-rothen.ch).

© Juli 2019